

果納芬 Gonal-F

準備用物



打開注射器蓋子



使用酒精棉片消毒筆針前端



撕開針頭包裝




將針頭與筆針以旋轉方式組合




請確認是否栓緊



轉動刻度調整所需注射劑量



將針頭外蓋及內層蓋子打開



皮下注射部位



使用酒精棉環狀消毒注射部位



針刺進皮膚後按壓紅色的頭
藥劑推完後，針停留 10-15 秒後拔出



使用酒精棉按壓注射部位

